



ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DE LA BOMBA DE INSULINA T:SLIM X2

Lista de verificación de los suministros





Suministros de la bomba de insulina t:slim X2



Caja de la bomba de insulina t:slim X2



Caja de accesorios de la bomba de insulina t:slim X2



2-3 cartuchos con jeringas y agujas

Nota: Todos están en la caja de los cartuchos.



2-3 equipos de infusión



Teléfono inteligente compatible con la aplicación móvil t:connect instalada

Suministros adicionales



Frasco completo de insulina Humalog o NovoLog U-100



Hisopos con alcohol o toallitas para la preparación de la piel

Suministros para el monitoreo de la glucosa* (es posible que no todos sean aplicables)



MCG Dexcom G6

Nota: Es posible emparejar un sensor activo con la bomba de insulina durante el entrenamiento.



MCG Dexcom G7

Nota: Es posible emparejar un sensor activo con la bomba de insulina durante el entrenamiento. Consulte a continuación para información importante sobre la compatibilidad del MCG.



Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Nota: Lleve un sensor nuevo (sin abrir) a la sesión de entrenamiento para emparejarlo con la bomba de insulina. Vea a continuación información importante sobre la compatibilidad del MCG.



Medidor de glucosa en sangre con tiras de prueba

Compatibilidad del MCG



El sensor Dexcom G7 es compatible si la fecha de fabricación es de 2024 o posterior o si el lado de la caja tiene una línea blanca debajo del número LBL.



Su bomba de insulina t:slim X2 es compatible con el sensor FreeStyle Libre 2 Plus únicamente.



Dexcom G7

Si tiene preguntas sobre los sensores G7 compatibles, visite tandemdiabetes.com/G7support. Para solicitar un reemplazo de sensores G7 incompatibles, visite dexcom.custhelp.com/app/tandem_order.



Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Si tiene preguntas sobre los sensores compatibles, visite tandemdiabetes.com/AbbottSupport. Para hacer pedidos de sensores FreeStyle Libre 2 Plus, llame al (888) 963-8038.

* Los suministros para el monitoreo de la glucosa se adquieren por separado.

Información importante de seguridad: VENTA BAJO RECETA. La bomba de insulina t:slim X2 con tecnología interoperable está destinada a la administración subcutánea de insulina, en tasas fijas y variables, para el manejo de la diabetes *mellitus* en personas dependientes de insulina. La bomba puede comunicarse de forma fiable y segura con dispositivos compatibles conectados por vía digital —lo que incluye un software de administración automatizada de insulina— para recibir, ejecutar y confirmar los comandos de estos dispositivos. La bomba está destinada a usarse en un solo paciente. La bomba está indicada para usarse con las insulinas NovoLog o Humalog U-100. La bomba está indicada para personas mayores de 6 años de edad. Los usuarios de la bomba deben: tener la capacidad y la voluntad de usar la bomba de insulina y todos los demás componentes del sistema según sus respectivas instrucciones de uso; medirse los niveles de glucosa en sangre según las recomendaciones de su profesional del cuidado de la salud; demostrar habilidades adecuadas para contar carbohidratos; mantener habilidades adecuadas de autocuidado de la diabetes; consultar periódicamente con profesionales del cuidado de la salud; y tener capacidades visuales y/o auditivas adecuadas para reconocer todas las funciones de la bomba, incluidos sus alertas, alarmas y recordatorios. Se debe retirar la bomba t:slim X2 antes de tratamientos de diatermia y exploraciones por resonancia magnética o tomografía computarizada. Visite tandemdiabetes.com/safetyinfo para ver más información importante de seguridad.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos los derechos reservados. Tandem Diabetes Care, los logotipos de Tandem y t:slim son marcas registradas de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 y todo logotipo y marca de diseño relacionados son marcas registradas o comerciales de Dexcom, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. El alojamiento del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott y se utilizan con permiso. Todas las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos titulares. ML-1012911_C



TANDEM
Diabetes Care

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com

PARA USO EXCLUSIVO
EN ESTADOS UNIDOS

